

Meri Steril

ACTIF SUR VIRUS

Y COMPRIS
CORONAVIRUS

DÉTERGENT - DÉSINFECTANT
PRÊT À L'EMPLOI - SANS RINÇAGE

ÉLIMINE

BACTÉRIES,
VIRUS,
MOISSISSURES



ECODÉTERGENT



Contrôle Ecocert
SA F-32600



POUR UNE DÉSINFECTION
PARFAITE SANS RINÇAGE



SANS DANGER POUR LA PLUPART DES SURFACES
(inox, plastiques, peintures, résine).

SÉCHAGE RAPIDE
FAIT BRILLER LES SURFACES

Utilisable en **Agriculture Biologique**
en application du règlement (CE) n° 834/2007
pour la désinfection des surfaces en contact avec les aliments

Nettoyage et désinfection des surfaces alimentaires,
ateliers agro alimentaires, cuisines, matériels.

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS





DÉTERGENT - DÉSINFECTANT PRÊT À L'EMPLOI - SANS RINÇAGE

Meri Steril est un puissant détergent et désinfectant à large spectre, actif entre **30 et 60 secondes de temps de contact sur la plupart des Bactéries, Virus et Fongis.**

Meri Steril est spécialement conçu pour le nettoyage et la désinfection sans rinçage des matériaux et des surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP2 et TP4) : nettoyage et désinfection des entrepôts, industries des produits transformés, restauration, collectivités, centres de puériculture, écoles, maisons de retraite....

Meri Steril est conforme à l'arrêté du 8/09/99 relatif au nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGES :

Nettoyage :

- Pulvériser Meri Steril sur la surface à nettoyer, essuyer avec un linge propre.


Désinfection :

- Pulvériser Meri Steril à raison de 6 ml/m² (2 à 3 pressions).
- Laisser agir **30 à 60 secondes** sur surfaces propres.
- Laisser agir **2 à 5 minutes** sur surfaces souillées.
- Laisser évaporer ou essuyer s'il reste des traces de liquide.
- Bien insister sur les recoins et les surfaces difficiles d'accès.
- Ne nécessite aucun rinçage.



Caractéristiques :

Densité : 0,87
pH Neutre : 6,5
Point éclair : 22°C



Composition : Liquide prêt à l'emploi contenant :
Ethanol (CAS 64-17-5) 66.5%.
Biocide TP2 et TP4, N° d'inventaire 51279.

Précautions d'emploi : Meri Steril est un produit biocide. **UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.** Il est conseillé de faire un test sur la surface à traiter.

Conservation : Stable 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur.

Présentation :

Pulvérisateur de 750 ml et bidon de 5 L

EFFICACITÉ

Sur Bactéries (Gram+ et Gram-)

En 30s selon EN 1276 en condition de propreté
En 2 mn selon EN 13697 en condition de saleté

Sur Fongis (*Aspergillus brasiliensis*)

En 30s selon EN 1650 en condition de propreté
En 5 mn selon EN 13697 en condition de saleté

Sur Virus (*Adenovirus* et *Norovirus*)

En 60s selon EN 14476 en condition de propreté



12 rue de Malacussy - 42100 Saint-Etienne - France
Huvepharma SA - 34 rue Jean Monnet - Segré - 49500 Segré-en-Anjou Bleu - France
Tel : +33(0)477 81 00 85 ou +33(0)241 92 11 11 - Email: info.france.hygiene@huvepharma.com
Pour plus d'informations consultez www.labomeriel.fr